



Vaš izbrani izdelak

RENPHO PAMETNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA

ŠIFRA: RENGA-TMB-1872-T-WH

42.99€

PEU-TMB-1872-T-WH RENPHO 4897122205903



DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.4900 kg

Dimensions 7 × 10.5 × 10.5 cm


Garancija mesecih 24 mesecev

Proizvajalec RENPHO



Zaloga: 10 na zalogi

Kategorije: [Dom in vrt](#), [Nega telesa](#), [Osebna nega](#)





OPIS IZDELKA

Spremljajte raven krvnega tlaka v pametnem telefonu z aplikacijo Renpho Health. Zasnovan za enostavno uporabo zaradi velikega in svetlega LCD zaslona za enostavno branje. Pomoč pri zgodnji diagnozi visokega krvnega tlaka Z lahkoto spremljajte spremembe krvnega tlaka doma Pomoč pri spremljanju načrtov zdravljenja Daje vam občutek nadzora nad svojim zdravjem Jasen visokokontrastni zaslon, ki je preprost za branje

FUNKCIJE Visoko shranjevanje pomnilnika Ta merilnik krvnega tlaka lahko uporabljata 2 uporabnika in lahko shrani do 240 odčitkov. Velik digitalni zaslon Enostaven za branje s svojo preprosto zasnovano in velikimi števkami omogoča jasno branje in zanesljivo uporabo na LED zaslonu. Nosite ga povsod Njegova majhnost in lahka teža olajšata prenašanje. Poleg tega lahko uporabite torbo za nošenje, ki je priložena, da jo prinesete kamor koli. Brezhibna izkušnja z aplikacijami se sinhronizira z aplikacijo Renpho Health v pametnem telefonu za odčitavanje krvnega tlaka v prostoru, kjer lahko spremljate spremembe skozi čas.

SPECIFIKACIJE Predstava Način merjenja: Način oscilografskega testiranja Pomnilnik: dva uporabnika (po 120 meritev) Merilno območje Nazivni tlak manšete: 0mmHg ~ 299mmHg(0kPa ~ 39.9kPa) Merilni tlak: SYS:60mmHg ~ 230mmHg (8.0kPa~30.7kPa) DIA:40mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa) Vrednost impulza: 40-199 utripov na minuto Pritisk 41 °F-104 °F (5 °C-40 °C) znotraj+3mmHg (0,4kPa) Vrednost impulza: +5% Dimenzije Velikost izdelka: 3 v x 5 in x 1,2 in Razpon manšete: 8 in - 16 in Teža: 0.4 lbs Baterija 4 baterije AAA Prikaz 2,7 v x 2,3 in LCD

KAJ JE VKLJUČENO Merilnik krvnega tlaka + velika manšeta torbica za nošenje ročna mikro USB kabel 4 AAA baterije

Navodila za aplikacijo:



Navodila za uporabo aplikacije Renpho Health:

Vaš izbrani izdelek.

1. Registracija računa:

- Prenesite aplikacijo iz Google Play Store ali App Store.
- Odprite aplikacijo, kliknite "Register Your Account" in izpolnite svoje podatke.
- Aktivirajte Bluetooth za povezavo s tehtnico Renpho. Lahko se povežete tudi z Apple Health, Samsung Health, Google Fit ali Fitbit.